

Anticorpo Policlonale Coniglio Tmem43 Per Wb, Elisa - Q9Btv4

Numero articolo: CM0025534

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMEM43 umano (LUMA). Convalidato per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per studi sulla struttura dell'involucro nucleare, la segnalazione immunitaria innata via cGAS-STING e l'attivazione di NF-kappa-B. Rileva una banda di 45kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMEM43 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79188
GeneID	79188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-310 di TMEM43 umano (NP_077310.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BTV4
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio