

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Tomm7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P0U1

Numero articolo: CM0007057



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio TOMM7 altamente specifico convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sull'importazione mitocondriale, la mitofagia PINK1/Parkin e il complesso TOM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TOMM7 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	TOM7; TOMM7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-55 della TOMM7 umana (NP_061932.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9P0U1
Peso proteico	6kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio