


Topoisomerasi II Alfa/Top2A Coniglio Mab Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11388

Numero articolo: CM0011770



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Topoisomerasi II alfa/TOP2A per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Validato in Umano, Mouse, Ratto. Immunogeno: peptide sintetico dalla regione C-terminale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Topoisomerasi II alfa/TOP2A Coniglio mAb
Note/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha
Specie	Umano
Gene ID	7153
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1431-1531 della Topoisomerasi II alfa/TOP2A umana (NP_001058.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11388
Peso Proteico	174kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio