


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Trimetil-Istone H3-K4 (Q16695 / P68431) Per La Ricerca Epigenetica E Chip, Wb, Elisa

Numero articolo: CM0000312



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la lisina 4 trimetilata dell'Istone H3 umano (Q16695/P68431). Validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Ideale per studi epigenetici e sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio TriMetil-Istone H3-K4
Osservazioni/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Istone H3; HIST1H3A
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico trimetilato intorno a K4 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio