


Anticorpo Monoclonale Coniglio Trka Per Wb, Elisa - P04629

Numero articolo: CM0005670



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio TrkA per WB ed ELISA. Rileva il recettore tirosin-chinasico TrkA/NTRK1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione neurotrofica e oncogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio TrkA
Osservazioni/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4914
GeneID	4914
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 697-796 di TrkA umano (P04629).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P04629
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio