


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Trmt112 Per Wb, Elisa - Q9UI30

Numero articolo: CM0014873



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRMT112 umano, una subunità metiltransferasi multifunzionale coinvolta nella metilazione di rRNA, tRNA e proteine. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRMT112 Rabbit pAb
Note/Alias	TRMT112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
Specie	Umano
GeneID (umano)	51504
GeneID	51504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di TRMT112 umano (NP_057488.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UI30
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio