

Anticorpo Policlonale Coniglio Ube2F Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

Numero articolo: CM0025491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto a UBE2F (enzima 2 coniugante la NEDD8). Validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ha reattività crociata con uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di neddilazione e modificazione delle culline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2F Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NCE2; UBE2F
Specie	Uomo
GeneID	140739
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di UBE2F umano (NP_542409.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q969M7
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio