

Anticorpo Monoclonale Coniglio Usp39 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q53Gs9

Numero articolo: CM0006742



introduzione

Convalida USP39 (Q53GS9) con questo anticorpo monoclonale di coniglio. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia una deubiquitinasi coinvolta nello splicing del pre-mRNA, nella riparazione del DNA, nella risposta antivirale e nella regolazione di NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP39 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10713
GeneID	10713
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 466-565 di USP39 umano (Q53GS9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q53GS9
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio