

## Anticorpo Policlonale Coniglio Uty Per Wb, Elisa - O14607

Numero articolo: CM0026026



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UTY umano (istone demetilasi UTY), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto, adatto per la ricerca sull'epigenetica e sul cromosoma Y.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | UTY Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| Gene ID (Umano)     | 7404                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 dell'UTY umano (NP_009056.3). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Mouse, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | O14607                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 150kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |