


Vip Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01282

Numero articolo: CM0017706



introduzione

VIP Coniglio pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con VIP umano, di topo, di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei neuropeptidi e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VIP Coniglio pAb
Note/Alias	PHM27; VIP
Specie	Umano
GeneID (umano)	7432
GeneID	7432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-170 di VIP umano (NP_003372.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01282
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio