


## Anticorpo Coniugato Ywhaz/14-3-3 Zeta/Delta Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P63104

Numero articolo: CM0018139



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro YWHAZ/14-3-3 zeta/delta umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare le vie di segnalazione, la fosforilazione e le interazioni proteiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | YWHAZ Rabbit pAb                                                    |
| Note/Alias          | HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ |
| Specie              | Umano                                                               |
| GeneID (Umano)      | 7534                                                                |
| GeneID              | 7534                                                                |
| Immunogeno          | Peptide sintetico                                                   |
| Sorgente            | Coniglio                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                           |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                  |
| SWISS               | P63104                                                              |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                               |
| Spedizione          | Borsa termica con ghiaccio                                          |