

Anticorpo Monoclonale Rabbit Polymab® Znf24 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P17028

Numero articolo: CM0009200



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ZNF24 umano (KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A) per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reattività crociata con topo, ratto. ~42kDa. Ideale per studi sui fattori di trascrizione e sulla mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF24 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7572
Gene ID	7572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-242 di ZNF24 umano (NP_110378.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17028
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio