

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per 2'-O-Metilcitidina (Cm) Per Dot Blot Ed Elisa

Numero articolo: CM0000038

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la 2'-O-metilcitidina (Cm), un nucleoside di RNA modificato. Adatto per applicazioni di Dot Blot (DB) ed ELISA con reattività crociata indipendente dalla specie. Ideale per la ricerca in epitrascrittomica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo monoclonale di coniglio per 2'-O-metilcitidina/ Cm |
| Note/Alias          | Cm; 2'-O-metilcitidina; 2'-O-metilcitidina/ Cm               |
| Specie              | Umano                                                        |
| Immunogeno          | Composti chimici coniugati a Cm                              |
| Sorgente            | Coniglio                                                     |
| Categoria           | Altri Anticorpi Modificati                                   |
| Applicazione        | Dot Blot (DB), ELISA                                         |
| Reattività Crociata | Indipendente dalla specie                                    |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                        |