

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-2'-O-Metilcitidina/Cm Per Applicazioni Dot Blot Ed Elisa

Numero articolo: CM0000020

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la 2'-O-metilcitidina (Cm), un nucleoside modificato. Adatto per applicazioni di dot blot (DB) ed ELISA con reattività crociata indipendente dalla specie. Ideale per la ricerca in epitrascrittomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-2'-O-metilcitidina/Cm
Note/Alias	Cm; 2'-O-metilcitidina; 2'-O-metilcitidina/ Cm
Specie	Umano
Immunogeno	Composti chimici
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modificazioni
Applicazione	DB, ELISA
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio