

Anticorpo Policlonale Di Coniglio 2'-O-Metilguanosina (Gm) Per Dot Blot Ed Elisa

Numero articolo: CM0000024

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la modifica 2'-O-metilguanosina (Gm). Adatto per applicazioni di dot blot (DB) ed ELISA. Reattività indipendente dalla specie, ideale per la ricerca in epitrascrittomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio 2'-O-Metilguanosina (Gm)
Specie	Umano
Immunogeno	Composti chimici Gm
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche
Applicazione	DB, ELISA
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacca refrigerante