

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro 2'-O-Metiluridina (Um) Per Dot Blot E Elisa

Numero articolo: CM0000070

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro 2'-O-Metiluridina (Um). Specifico per il nucleoside modificato Um. Convalidato per Dot Blot e ELISA, indipendente dalla specie. Ideale per la ricerca sulle modifiche dell'RNA e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                       |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nome prodotto          | mAb di coniglio contro 2'-O-metiluridina(Um) |
| Annotazioni/Altri nomi | Um; 2'-O-metiluridina; 2'-O-metiluridina(Um) |
| Specie                 | Uomo                                         |
| GenID                  | CAS: 2140-76-3                               |
| Immunogeno             | Composti chimici Um                          |
| Origine                | Coniglio                                     |
| Categoria              | Altri anticorpi modificati                   |
| Applicazione           | DB, ELISA                                    |
| Reattività crociata    | Indipendente dalla specie                    |
| Spedizione             | Sacco di ghiaccio                            |