

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-2'-O-Metiluridina (Um) Per Elisa E Dot Blot - Um

Numero articolo: CM0023851

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la 2'-O-metiluridina (Um), una modificazione dell'RNA comune. Adatto per ELISA e dot blot (DB) con reattività indipendente dalla specie, a supporto della ricerca epitrascrittomica e dello sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-2'-O-metiluridina(Um)
Note/Alias	Um; 2'-O-metiluridina; 2'-O-metiluridina(Um)
Specie	Umano
Immunogeno	Composti chimici Um
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa refrigerante