

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne) Per Wb, If/Icc, If-P E Citometria A Flusso (Intracellulare)

Numero articolo: CM0000068

introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio anti-4-Hydroxynonenal (4-HNE) è uno strumento indipendente dalla specie per il rilevamento di addotti di perossidazione lipidica. Validato per WB, IF/ICC, IF-P e citometria a flusso intracellulare, è ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	4-Hydroxynonenal Rabbit mAb
Note/Alias	4-HNE
Immunogeno	Composti chimici
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra)
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio