

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro 5-Metilcitidina/M5C - M5C

Numero articolo: CM0020217

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio indipendente dalla specie contro la 5-metilcitidina (m5C) per applicazioni dot blot (DB) ed ELISA. Adatto per studi di metilazione di DNA/RNA in contesti diagnostici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	5-metilcitidina/m5C Rabbit pAb
Immunogeno	Composti chimici m5C
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio