

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro 5-Metilcitosina (5Mc) Per Db E Elisa - Reazione Crociata Indipendente Dalla Specie

Numero articolo: CM0000001



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro 5-Metilcitosina (5mC) è adatto per applicazioni dot blot ed ELISA con reazione crociata indipendente dalla specie. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro 5-Metilcitosina (5mC)
Note/Alias	5mC; 5-Metilcitosina (5mC)
Immunogeno	Composti chimici 5mC
Origine	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reazione crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio