

Pab Di Coniglio Contro 5-Metilcitosina (5Mc) - 5Mc

Numero articolo: CM0021209

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la 5-Metilcitosina (5mC), applicabile in dot blot (DB) e ELISA. La reattività crociata indipendente dalla specie permette ampie applicazioni nella ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	pAb di coniglio contro 5-Metilcitosina (5mC)
Immunogeno	Composti chimici 5mC
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio