

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio 5T4 Per Wb E Elisa - Q13641

Numero articolo: CM0003947



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro 5T4 umano (TPBG), convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per la biologia del cancro, la segnalazione Wnt e la ricerca sui trofoblasti - Q13641.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	5T4 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7162
Gene ID	7162
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 321-420 del 5T4 umano (Q13641).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13641
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio