

## 647 Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Btn3A1/2/3 Umano Per Fc - O00481 / P78410 / O00478

Numero articolo: CM0011527



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato 647 di alta qualità che bersaglia BTN3A1/2/3 (CD277) umano per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'attivazione dei linfociti T, l'immunità adattativa e l'immunooncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | 647 mAb coniglio anti-BTN3A1/2/3 umano                                                                                         |
| Note/Alias          | BT5; BT3.1; CD277; BTN3.1                                                                                                      |
| Specie              | Umana                                                                                                                          |
| GeneID              | 11119/11118/10384                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-630 di BTN3A1 umano (NP_008979.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | FC                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                          |
| SWISS               | O00481/P78410/O00478                                                                                                           |
| Peso proteico       | 58kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |