


A-Sinucleina Coniglio Pab - P37840

Numero articolo: CM0025876



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti- α -sinucleina convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Rileva la α -sinucleina umana, murina e rat, una proteina neuronale che regola il traffico delle vescicole sinaptiche e il rilascio di neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	α -Sinucleina coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Sinucleina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6622
GeneID	6622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 59-140 della alfa-sinucleina umana (NP_000336.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	P37840
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio