


Abcc8 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q09428

Numero articolo: CM0026455



introduzione

ABCC8 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA, che riconosce l'ABCC8/SUR1 umano con reattività crociata verso il topo. Essenziale per la ricerca di insulina e diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABCC8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6833
GeneID	6833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-1000 dell'ABCC8 umano (NP_000343.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q09428
Peso Proteico	177kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio