

Anticorpo Policlonale Coniglio Abhd12 Per Wb, Elisa - Q8N2K0

Numero articolo: CM0023224

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ABHD12 validato per WB, ELISA. Bersaglia l'ABHD12 umano, presenta reattività crociata con il ratto. Adatto per studiare la funzione della lisofosfatidilserina lipasi nella ricerca neurologica e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ABHD12 Rabbit pAb
Note/Alias	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dj965G21.2; ABHD12
Specie	Umana
GeneID (Umana)	26090
GeneID	26090
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-250 dell'ABHD12 umano (NP_056415.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q8N2K0
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio