

Abhd5 Coniglio Pab - Q8Wts1

Numero articolo: CM0028867

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con umano e topo. Supporta la ricerca sul metabolismo lipidico, la regolazione dei triacilgliceroli e la differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABHD5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Specie	Umano
GeneID (umano)	51099
GeneID	51099
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di ABHD5 umano (NP_057090.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8WTS1
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio