

Acbd5 Rabbit Pab - Q5T8D3

Numero articolo: CM0012864



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACBD5 umano (Q5T8D3). Convalidato per Western blot ed ELISA; adatto per la ricerca sulla pexofagia, sul metabolismo lipidico e sui perossisomi. Reagisce in modo crociato con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACBD5 Rabbit pAb
Note/alias	RDLKD; ACBD5
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	91452
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-440 di ACBD5 umano (NP_663736.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q5T8D3
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante