


Anticorpo Monoclonale Ace1 Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P12821

Numero articolo: CM0002240



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che riconosce l'enzima di conversione dell'angiotensina umano (ACE1, CD143). Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato per western blotting, immunoprecipitazione ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla pressione sanguigna e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACE1 mAb Coniglio
Note/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Specie	Umano
GeneID (umano)	1636
GeneID	1636
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1200-1306 dell'ACE1 umano (P12821).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P12821
Peso Proteico	150kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio