

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Acetil-Alfa Tubulina K40 (Q71U36) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000175



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro la K40 acetilata dell'alfa-tubulina umana (TUBA1A, Q71U36). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-alfa Tubulina -K40 Rabbit mAb
Note / Alias	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetil-alfa Tubulina -K40
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7846
GeneID	7846
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico acetilato intorno alla K40 dell'alfa tubulina umana (NP_001257328.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q71U36
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio