

Acetyl-Alpha Tubulina (K40) Coniglio Pab (Q71U36) Per Wb, If-P, Elisa

Numero articolo: CM0000108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la lisina 40 acetilata della alfa-tubulina umana (TUBA1A, Q71U36). Validato per WB, IF-P ed ELISA; cross-reagisce con la tubulina di topo e ratto. Ideale per studi sull'acetilazione e sulla dinamica dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-alpha Tubulina -K40 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetyl-alpha Tubulina -K40
Specie	Umano
GeneID	7846
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico attorno al K40 della alfa tubulina umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q71U36
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio