


Acetyl-Brd4 (K332) Anticorpo Policlonale Coniglio (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Rilevazione Acetilazione Brd4

Numero articolo: CM0000116



introduzione

Acetyl-BRD4-K332 Rabbit pAb (O60885) rileva specificamente il BRD4 acetilato alla lisina 332 in campioni umani e murini. Validato per Western Blot ed ELISA, questo anticorpo è ideale per studiare la regolazione epigenetica e i meccanismi di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-BRD4-K332 Rabbit pAb
Note/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acetyl-BRD4-K332
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23476
GenelD	23476
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide acetilato sintetico attorno a K332 del BRD4 umano (NP_490597.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio