

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) (P26358) Per Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000115



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNMT1 acetilato in K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358). Validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. 183 kDa. Ideale per studi di metilazione del DNA ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 Rabbit pAb
Note/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
Specie	Umano
GeneID (umano)	1786
GeneID	1786
Immunogeno	Un peptide sintetico acetilato intorno a K1127 & K1129 & K1131 & K1133 di DNMT1 umano (NP_001124295.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Anti-Acetilati
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26358
Peso Molecolare Proteico	183kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio