


Anticorpo Policlonale Rabbit Acetil-Histone H1.4-K26 (P10412) | IHC-P, IF/ICC, Elisa

Numero articolo: CM0000152



introduzione

Acetil-Histone H1.4-K26 Rabbit pAb (P10412) validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca su epigenetica e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Histone H1.4-K26 Rabbit pAb
Note/Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dj221C16.5; Acetil-Histone H1.4-K26
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3008
GeneID	3008
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico acetilato intorno alla posizione K26 della Histone H1.4 umana (NP_005312.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10412
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio