


Anticorpo Policlonale Coniglio Acetil-Istona H2A (K5) (P04908/P0C0S8) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000167



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la lisina 5 acetilata (K5ac) dell'istona H2A umana (SWISS P04908/P0C0S8). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto e si prevede una reattività verso un'ampia gamma di specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istona H2A-K5 Rabbit pAb
Note/Alias	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; Acetyl-Histone H2A-K5
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	H2A
GeneID	3012/8329
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide acetilato sintetico intorno alla K5 dell'istona H2A umana (NP_003508.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampia gamma prevista)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata