


Acetil-Istone H2B-K12 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pab (P62807/Q16778) Per Wb, Ihc-P, Chip

Numero articolo: CM0000110



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'istone H2B acetilata in lisina 12 (P62807/Q16778). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reagisce con umano, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H2B-K12 Anticorpo Policlonale di Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetil-Istone H2B-K12
Specie	Umano
GeneID (umano)	3017/8349
GeneID	H2B
Immunogeno	Un peptide sintetico acetilato intorno a K12 dell'Istone H2B umano (NP_003519.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio