


Anticorpo Policlonale Rabbit Acetil-Histone H2B-K15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

Numero articolo: CM0000100



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto alla lisina 15 acetilata dell'istone H2B (SWISS: P62807/Q16778). Convalidato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Previsto reazione con uomo, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	Acetil-Histone H2B-K15 Rabbit pAb
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide acetilato sintetico intorno alla K15 dell'istone H2B umano (NP_003519.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Spedizione	Sacco di ghiaccio