


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H2B-K20 (P62807/Q16778) Per Wb, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000162



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Anti-Acetil-Istone H2B-K20 rileva specificamente la lisina 20 acetilata dell'Istone H2B umano (SWISS P62807/Q16778). Validato per WB, ELISA e ChIP su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Acetil-Istone H2B-K20
Note/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetil-Istone H2B-K20
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide acetilato sintetico intorno a K20 dell'Istone H2B umano (NP_003519.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Anti-Acetilati
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio