


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H2B-K5 (P62807/Q16778) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000127



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Acetil-Istone H2B-K5 da CamelBio, specifico per la lisina 5 acetilata dell'istone H2B umano (SWISS P62807/Q16778), adatto per applicazioni di Western blot, IHC, IF/ICC ed ELISA. Previsione di ampia reattività crociata con umano, topo, ratto e altre specie per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Acetil-Istone H2B-K5
Specie	Umano
GeneID (umano)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide acetilato sintetico intorno a K5 dell'Istone H2B umano (NP_003519.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Anti-Acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Spedizione	Borsa del ghiaccio