

Acetyl-Histone H3-K14 Anticorpo Monoclonale Coniglio (Q16695 / P68431) Per Wb, Db, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000096



introduzione

Acetyl-Histone H3-K14 mAb Coniglio validato per WB, DB, ChIP, ELISA. Riconosce il K14 acetilato dell'istone H3 umano (Q16695/P68431) con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetyl-Histone H3-K14 mAb Coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide acetilato sintetico attorno al K14 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, DB, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio