

Anticorpo Monoclonale Coniglio Acetil-Histone H3-K14 (Q16695/P68431) Per Wb, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000182



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro l'istone H3 acetilato in lisina 14, validato per WB, IF-P, IHC-P, ChIP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con uomo, topo e ratto. Essenziale per la ricerca epigenetica e gli studi sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Histone H3-K14 Rabbit mAb
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histone H3-K14
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Peptido sintetico acetilato intorno alla K14 dell'H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio