

Acetil-Istona H3 (K14) Anticorpo Policlonale Coniglio | Q16695 / P68431 | Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000155



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'istona H3 acetilata alla lisina 14 (K14). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva umano, topo, ratto e altre specie (ampio spettro previsto). Ideale per ricerche epigenetiche e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istona H3-K14 pAb Coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istona H3-K14
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide acetilato sintetico attorno a K14 dell'H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio