


Acetyl-Histone H3-K18 (P68431/Q16695) Rabbit Mab | Western Blot, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000130



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità mirato alla lisina 18 acetilata dell'istone H3 (P68431/Q16695). Validato per WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag con ampia reattività interspecie. Ideale per la ricerca epigenetica e il profilo della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Acetyl-Histone H3-K18 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K18
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide acetilato sintetico attorno alla K18 dell'istone H3 umano (P68431).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio