

Acetil-Istona H3 (K23) Anticorpo Monoclonale Coniglio (Q16695 / P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000184



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva specificamente l'istona H3 acetilata sulla lisina 23 (H3K23ac), con ampia reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per applicazioni Western blot, IF/ICC ed ELISA nella ricerca epigenetica e negli studi sulla dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istona H3-K23 mAb di coniglio
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetil-Istona H3-K23
Specie	Umana
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico acetilato corrispondente alla regione K23 dell'istona H3 umana (P68431).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio