

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H3-K23 (Q16695/P68431) Per Wb, Chip, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000120



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Acetil-Istone H3-K23 (SWISS: Q16695/P68431) per Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e si prevede con un'ampia gamma di specie. Componente nucleosomico centrale con ruoli critici nella regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H3-K23 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istone H3-K23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide acetilato sintetico intorno a K23 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio