

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Acetil-Istone H3-K27 Per Chip, Wb E Ihc (Swiss: Q16695 / P68431)

Numero articolo: CM0000176



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio sito-specifico che riconosce la lisina 27 acetilata (K27ac) sull'istone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validato per WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. Ampia cross-reattività prevista (Uomo, Topo, Ratto). Adatto per la ricerca sulla biologia epigenetica e della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Acetil-Istone H3-K27 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istone H3-K27
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico corrispondente alla regione K27 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi anti-acetilazione
Applicazioni	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Cross-reattività	Uomo, Topo, Ratto, Altre specie (previsione di ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio