


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Acetil-Istone H3-K27 (Q16695 / P68431) Per Wb, Ihc-P, Chip

Numero articolo: CM0000150



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la lisina 27 acetilata dell'istone H3 (Q16695/P68431). Adatto per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reagisce con uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per studi epigenetici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istone H3-K27 Rabbit mAb
Specie	Umana
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide acetilato sintetico attorno alla K27 dell'istone H3 umano (P68431)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio