


## Acetil-Istone H3-K27 Anticorpo Monoclonale Coniglio (Q16695/P68431) Per Wb, Chip, If, Ihc

Numero articolo: CM0000197



### introduzione

Acetil-Istone H3-K27 Anticorpo Monoclonale Coniglio (SWISS Q16695/P68431) validato per WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. Reattività crociata con Umano, Topo, Ratto. Ideale per la ricerca sulle modificazioni istoniche e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Acetil-Istone H3-K27 Anticorpo Monoclonale Coniglio                                     |
| Note/Alias          | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istone H3-K27                             |
| Specie              | Umano                                                                                   |
| GeneID (Umano)      | H3                                                                                      |
| GeneID              | 8290/8350                                                                               |
| Immunogeno          | Peptide acetilato sintetico intorno a K27 dell'Acetil-Istone H3-K27 umana (NP_003520.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi Acetilati                                                                     |
| Applicazione        | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag                                   |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)                                       |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                           |
| Peso Proteico       | 15 kDa                                                                                  |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                       |