


Anticorpo Policlonale Coniglio Acetil-Istona H3-K27 (Q16695/P68431) Per Wb, Chip-Seq, Elisa

Numero articolo: CM0000200



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'istona H3 acetilata alla Lys27 (SWISS Q16695/P68431). Validato per molteplici applicazioni tra cui WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Ampia reattività crociata di specie prevista. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Acetil-Istona H3-K27 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istona H3-K27
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide acetilato sintetico attorno a K27 dell'istona H3 umana (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio