

Anticorpo Policlonale Coniglio Acetil-Istona H3-K27 (Q16695/P68431) Per Wb, Db, Elisa, Chip - Camelbio

Numero articolo: CM0000118



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per la lisina 27 acetilata dell'istona H3 (H3K27ac). Validato per WB, DB, ELISA, ChIP. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Acetil-Istona H3-K27 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istona H3-K27
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide acetilato sintetico attorno alla K27 dell'istona H3 umana (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, DB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (previsto ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio